

INVITATION

 **MOSAIC 3D™**
By CYNOSURE® LUTRONIC®

XERF™

Découvrez **MOSAIC 3D** et **XERF** là où la technologie prend tout son sens : dans la pratique clinique.

À l'occasion de cet atelier **clinique exclusif**, découvrez les **technologies**, les **possibilités thérapeutiques** et les **différentes applications** de ces deux systèmes.

Place à la pratique : lors de la session pratique (**hands-on**), vous aurez l'occasion de **tester personnellement les appareils** et de vous familiariser avec leur utilisation clinique.

Prix : CHF 190

READY FOR SOMETHING NEW?



Inscrivez-vous
dès maintenant
via le QR code.




ORCOS
MEDICAL

Orcos Medical AG
Untere Heslibachstrasse 41a
CH-8700 Küsnacht
Tel.: +41 (0) 44 400 92 92
E-Mail: info@orcos.ch
www.orcos.ch

CLINICAL WORKSHOP

MEET THE NEW ICONS

Mercredi 25 novembre 2026
ROYAL SAVOY HOTEL & SPA, Lausanne
17h – 20h, suivi d'un apéritif dinatoire

Intervenante : Mme Adeline Hoarau
Directrice clinique EMEA-LATAM, Cynosure-Lutronic


ORCOS
MEDICAL



Deux technologies.
Une soirée.
Découvrez les innovations de demain.



UNE NOUVELLE DIMENSION DU RESURFAÇAGE CUTANÉ

Une technologie innovante de resurfaçage cutané non ablatif, alliant précision et polyvalence. **MOSAIC 3D** agit à différentes profondeurs de la peau et ouvre de nouvelles possibilités pour améliorer de manière ciblée la texture et l'apparence de la peau.



Laser Er 1550 nm

Une longueur d'onde éprouvée pour un resurfacing cutané efficace.



3D Controlled Chaos Technology™

Une délivrance d'énergie à différentes profondeurs de la peau.




Rolling & Stamping

Une application flexible adaptée aux différentes zones de traitement.



Refroidissement intégré

Pour un confort accru pendant le traitement.



XERF™

ALLEZ PLUS LOIN – CHANGEZ DE PERSPECTIVE

XERF fait entrer la radiofréquence dans une nouvelle dimension: deux fréquences et plusieurs profondeurs de traitement permettent une délivrance ciblée de l'énergie, pour une approche moderne du raffermisssement cutané structural.



Technologie à double fréquence

6,78 MHz + 2 MHz réunis dans un seul système.



Trois niveaux de profondeur

Une délivrance ciblée de l'énergie à différentes profondeurs tissulaires.



Traitement sans aiguilles

Sans aiguilles et sans anesthésie.



Temps d'éviction minimal

Idéal pour les patients qui souhaitent reprendre rapidement leurs activités quotidiennes.

